

# KN95

GB2626-2006 KN95




<b>Product</b>	<b>Mascarillas Faciales KN95</b>
<b>Modelo</b>	<b>SK0720</b>
<b>Tipo</b>	<b>Plano</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Medidas</b>	<b>10.5*15.5cm</b>
<b>Material</b>	<b>Tela PP no Tejida, PP Algodón, PP Filtro 95%</b>
<b>Function</b>	<b>Anti-Polvo- Anti smog-Anti virus-Anti alergico</b>
<b>Filtración</b>	<b>PM 2.5 / mayor a 95%</b>
<b>Uso</b>	<b>Publico en General</b>
<b>País de fabricación</b>	<b>Perú</b>
<b>Presentación</b>	<b>10 bolsas Individuales en una bolsa hermética</b>
<b>KN test Report</b>	<b>RIGR-6838-04      <a href="http://www.gttc.net.cn/">http://www.gttc.net.cn/</a></b>

**Producto Peruano**



## DETALLES




1

Elasticos suaves y cómodos

2


Clip nasal invisible  
para un ajuste adecuado



3


sellado de bordes por fusión  
de ultrasonido para  
un acabado elegante





## Instrucciones de Uso

Se debe usar correctamente para lograr la protección eficiente



1. Abra la mascarilla



1. Enganche las ligas por detras de la oreja



3. Ajuste la posicion de la mascarilla y clip nasal a su comodidad